



亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂 (SPS) 平板

使用说明书

【货号】 PB044

【用途】用于产气荚膜梭菌的平板计数。(GB 标准)

【成分】(g/L)

胰酪胨	15.0
酵母粉	10.0
柠檬酸铁铵	0.5
琼脂	15.0
10%亚硫酸钠	5ml/L
多粘菌素 B 硫酸盐	12mg/L
磺胺嘧啶钠	120mg/L

【pH】 7.0±0.2 (25℃)

【规格】 10 皿/包×2 包

【用法】

- 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。
- 未使用完培养基密封后 2-8℃ 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	生长情况	菌落颜色
产气荚膜梭菌 ATCC 13124	10-100	生长良好	黑色菌落
大肠埃希菌 ATCC25922	1, 000-10,000	不生长	--

【保存条件】

- 2-8℃ 避光保存。

【保质期】

三个月